


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk2Ap1 Pour Wb, Elisa - O14519

Numéro d'article: CM0020379



Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-CDK2AP1 validé pour Western blot et ELISA. Cible la protéine humaine CDK2AP1 (DOC-1), un inhibiteur de CDK2 et composant du complexe de remodelage de la chromatine NuRD. Idéal pour la recherche sur le cancer et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-CDK2AP1
Remarques / Alias	DOC1; ST19; DORC1; doc-1; p12DOC-1; CDK2AP1
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	8099
Identifiant génique	8099
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-115 de la protéine humaine CDK2AP1 (NP_004633.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14519
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace