

Anticorps Polyclonal Anti-Cdk4 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11802

Numéro d'article: CM0017007



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDK4 validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec le CDK4 humain et murin, une kinase clé du cycle cellulaire régulant la transition G1/S. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK4 pAb de lapin
Remarques/Alias	CMM3 ; PSK-J3 ; CDK4
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	1019
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 303 du CDK4 humain (NP_000066.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P11802
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace