

Polymab® Anti-Cdk4 De Lapin Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11802

Numéro d'article: CM0004311



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la CDK4 humaine, adapté pour WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK4 PolymAb® de lapin [validé KO]
Remarques / Alias	CMM3 ; PSK-J3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1019
GeneID	1019
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 204-303 de la CDK4 humaine (NP_000066.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11802
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant