


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cdk5 [Validé Ko] Pour Wb Et Elisa - Q00535

Numéro d'article: CM0006925



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant CDK5, validé par KO, adapté pour WB et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Permet d'étudier le développement neuronal, l'apoptose et la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CDK5 [validé KO]
Remarques / Alias	LIS7 ; PSSALRE ; K5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1020
Identifiant du gène	1020
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 92-289 de la CDK5 humaine (NP_004926.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00535
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace