


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk5 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q00535

Numéro d'article: CM0028533



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDK5 validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconnaît le CDK5 humain, souris et rat. Essentiel pour le développement neuronal. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, l'apoptose et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] CDK5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LIS7; PSSALRE; K5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1020
GeneID	1020
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-292 du CDK5 humain (NP_004926.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00535
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace