


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk5 (Validé Par Ko) Pour Wb, Elisa - Q00535

Numéro d'article: CM0022581



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre la CDK5 humaine (cycline-dépendante kinase 5), adapté pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte la CDK5 dans des échantillons humains, de souris et de rat, pour soutenir la recherche sur le cycle cellulaire, la neurogenèse et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] CDK5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LIS7 ; PSSALRE ; K5
Espèce	Humain
ID du gène	1020
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-289 de la CDK5 humaine (NP_004926.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00535
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace