

Anticorps Monoclonal Anti-Cdk5R1 Pour Wb, Elisa - Q15078

Numéro d'article: CM0006809



Introduction

mAb CDK5R1 de lapin (p35) validé pour les analyses WB/ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Activateur de CDK5 spécifique des neurones, impliqué dans la croissance des neurites, la lamination corticale et la régulation de l'horloge circadienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb CDK5R1 de lapin
Remarques/Alias	p23 ; p25 ; p35 ; CDK5R ; NCK5A ; CDK5P35 ; p35nck5a ; CDK5R1
Espèce	Humain
GeneID	8851
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la CDK5R1 humaine (NP_003876.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15078
Poids moléculaire	34 kDa
Expédition	Sac de glace