

Anticorps Polyclonal Anti-Cdk5Rap1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Sz6

Numéro d'article: CM0024037

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine CDK5RAP1, une ARNt méthylthiotransférase mitochondriale essentielle à la traduction protéique. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK5RAP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	C42 ; CGI-05 ; HSPC167 ; C20orf34 ; CDK5RAP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51654
Identifiant du gène	51654
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 350 de la protéine humaine CDK5RAP1 (NP_057492.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96SZ6
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace