


Anticorps Polyclonal Anti-Cdk5Rap2 Pour Wb, Elisa - Q96Sn8

Numéro d'article: CM0016405



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CDK5RAP2 (Cep215) pour les applications de Western blot et d'ELISA. Réagit avec la protéine humaine ; 215 kDa. Pour les études sur la régulation des centrioles et l'orientation du fuseau.

[En savoir plus](#)

Spécification	Valeur
Nom du produit	CDK5RAP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	C48 ; MCPH3 ; Cep215 ; CDK5RAP2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55755
GeneID	55755
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1744-1893 de la protéine CDK5RAP2 humaine (NP_060719.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q96SN8
Poids moléculaire	215 kDa
Expédition	Sac de glace