


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdk6 Pour Wb Et Elisa - Q00534

Numéro d'article: CM0002505



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la CDK6 humaine. Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la différenciation. 37kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | Anticorps monoclonal de lapin anti-CDK6                                                                                   |
| Remarques/Alias             | MCPH12 ; PLSTIRE ; CDK6                                                                                                   |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)             | 1021                                                                                                                      |
| Immunogène                  | Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 227-326 de la CDK6 humaine (Q00534). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                     |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité croisée          | Humain, Rat                                                                                                               |
| SWISS                       | Q00534                                                                                                                    |
| Poids moléculaire protéique | 37kDa                                                                                                                     |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                              |