


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdk6 Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q00534

Numéro d'article: CM0009042



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la CDK6 humaine (37 kDa), un régulateur clé de la transition G1/S du cycle cellulaire. Validé pour WB, IP, IF/ICC et ELISA. Utile pour les études en oncologie et sur la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CDK6
Remarques/alias	MCPH12 ; PLSTIRE
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1021
GeneID	1021
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 227 et 326 de la CDK6 humaine (NP_001250.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q00534
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace