


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q00534

Numéro d'article: CM0013692



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CDK6 humain, adapté à la WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris. Détecte une bande à environ 37 kDa. Idéal pour la régulation du cycle cellulaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1021
ID du gène	1021
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 226-326 du CDK6 humain (NP_001250.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q00534
Poids moléculaire	37 kDa
Expédition	Sac de glace