


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk6 Pour Wb - Q00534

Numéro d'article: CM0014497



Introduction

pAb de lapin anti-CDK6 validé pour la WB chez l'humain, la souris et le rat. Cible la kinase 6 dépendante des cyclines (37 kDa), un régulateur clé du cycle cellulaire. Idéal pour les études sur le cancer et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CDK6
Remarques/Alias	MCPH12 ; PLSTIRE ; CDK6
Espèce	Humaine
GeneID	1021 (humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 326 de la CDK6 humaine (NP_001250.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q00534
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac réfrigérant