


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cdk8 Pour Wb Et Elisa - P49336

Numéro d'article: CM0011616



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la kinase dépendante des cyclines 8 (CDK8) humaine. Validé pour WB et ELISA, réagit croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur le complexe Médiateur et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK8 mAb lapin
Remarques/Alias	K35; IDHBA; CDK8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1024
GeneID	1024
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la CDK8 humaine (P49336).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P49336
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace