


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdk8 Pour Wb Et Elisa - P49336

Numéro d'article: CM0005382



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CDK8 de haute spécificité validé pour Western blot et ELISA. Il reconnaît la CDK8 humaine et murine, une kinase essentielle pour la fonction du complexe Médiateur et la recherche sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK8 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CDK8; K35; cyclin-dependent kinase 8
Espèce	Humain
GeneID	1024
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 364-464 de la CDK8 humaine (NP_001251.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49336
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace