

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdk9 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P50750

Numéro d'article: CM0003075



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-CDK9 validé KO détecte le CDK9 humain, murin et de rat. Convient pour le WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Idéal pour les études de transcription et d'expression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-CDK9
Remarques/Alias	TAK ; C-2k ; CTK1 ; CDC2L4 ; PITALRE ; K9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1025
GeneID	1025
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 273-372 du CDK9 humain (P50750)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50750
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace