

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk9 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50750

Numéro d'article: CM0013666



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDK9 humain pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le CDK9 humain, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la régulation de la transcription et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1025
GeneID	1025
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50750
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace