

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdkl3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ivw4

Numéro d'article: CM0019603



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CDKL3 (NKIAMRE), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation par kinases. UniProt Q8IVW4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDKL3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NKIAMRE ; CDKL3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51265
ID du gène	51265
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 120 de la protéine CDKL3 humaine (NP_001107047)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IVW4
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace