

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdkn1A Pour Wb, Elisa - P39689

Numéro d'article: CM0022230

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDKN1A de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec la CDKN1A (p21) de souris et de rat, un inhibiteur clé du cycle cellulaire. Idéal pour la recherche sur le cancer et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin CDKN1A
Remarques/Alias	P21; CDKI; CIP1; SDI1; Waf1; mda6; CAP20; Cdkn1; p21WAF; p21Cip1; CDKN1A
Espèce	Souris
GeneID (humain)	1026
GeneID	12575
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-159 de la CDKN1A de souris (NP_031695.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P39689
Poids protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace