

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P38936

Numéro d'article: CM0007224



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine CDKN1A/p21CIP1 (p21). Validé pour Western blot, immunohistochimie et ELISA. Détecte une bande de 18 kDa ; idéal pour les études sur le cycle cellulaire et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CDKN1A/p21CIP1
Remarques / Alias	P21 ; CIP1 ; SDI1 ; WAF1 ; CAP20 ; CDKN1 ; MDA-6 ; p21CIP1 ; CDKN1A/p21CIP1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	1026
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-164 de la protéine humaine CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P38936
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace