

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38936

Numéro d'article: CM0015941



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CDKN1A/p21CIP1 pour Western blot, IHC, IF et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le cycle cellulaire et la réponse aux dommages de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDKN1A/p21CIP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1026
GeneID	1026
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 164 de CDKN1A/p21CIP1 humain (NP_000380.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P38936
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace