

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P38936

Numéro d'article: CM0024830



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CDKN1A/p21CIP1 (p21) humain. Validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Détecte une bande à ~18 kDa. Idéal pour la recherche sur le cancer et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDKN1A/p21CIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1026
ID de gène	1026
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-164 du CDKN1A/p21CIP1 humain (NP_000380.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P38936
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace