


Anticorps Polyclonal Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P46527

Numéro d'article: CM0017717



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CDKN1B/p27KIP1, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. Inhibiteur des kinases dépendantes des cyclines régulant la progression du cycle cellulaire, essentiel à l'arrêt en phase G1. Convient aux études sur les supresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDKN1B/p27KIP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KIP1 ; MEN4 ; CDKN4 ; MEN1B ; P27KIP1 ; CDKN1B/p27KIP1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1027
GenelD	1027
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-198 de la protéine humaine CDKN1B/p27KIP1 (NP_004055.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P46527
Poids moléculaire	22 kDa
Expédition	Sac réfrigérant