


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P46527

Numéro d'article: CM0020067



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant CDKN1B/p27KIP1 humain (P46527). Validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient aux études sur la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDKN1B/p27KIP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KIP1 ; MEN4 ; CDKN4 ; MEN1B ; P27KIP1 ; CDKN1B/p27KIP1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	1027
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-198 de CDKN1B/p27KIP1 humain (NP_004055.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P46527
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac réfrigérant