

Anticorps Polyclonal Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 Pour Wb, Elisa - P49918

Numéro d'article: CM0023382

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CDKN1C/p57 Kip2 (inhibiteur de kinase dépendante des cyclines 1C), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et les suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDKN1C/p57 Kip2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BWS ; WBS ; p57 ; BWCR ; KIP2 ; p57Kip2 ; CDKN1C/p57 Kip2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1028
ID du gène	1028
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-107 du CDKN1C/p57 Kip2 humain (NP_000067.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49918
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace