

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 Pour Wb - P49918

Numéro d'article: CM0005958

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CDKN1C/p57 Kip2 humain (inhibiteur de kinase dépendant des cyclines 1C, P49918), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour étudier l'arrêt du cycle cellulaire, la prolifération et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin CDKN1C/p57 Kip2
Remarques/Alias	BWS ; WBS ; p57 ; BWCR ; KIP2 ; p57Kip2 ; CDKN1C/p57 Kip2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1028
ID du gène	1028
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49918
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace