


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42771

Numéro d'article: CM0003255



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin [validé KO] de haute qualité ciblant la protéine humaine CDKN2A/p16INK4a (SWISS P42771). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, adapté aux applications de recherche sur le cycle cellulaire et les supresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CDKN2A/p16INK4a [validé KO]
Remarques/Alias	ARF, MLM, P14, P16, P19, CMM2, INK4, MTS1, TP16, CDK4I, CDKN2, INK4A, MTS-1, P14ARF, P19ARF, P16INK4, P16INK4A, P16-INK4A, 4a
Espèce	Humain
GeneID	1029
Immunogène	Immunogène peptidique synthétique. Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 57-156 de la protéine humaine CDKN2A/p16INK4a (P42771).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42771
Poids moléculaire	17 kDa
Expédition	Sac de glace