


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cdkn2A/P16Ink4A [Validé Ko] Pour Wb, If, Ihc-P, Elisa - P42771 / Q8N726

Numéro d'article: CM0011426



Introduction

Anticorps monoclonal lapin haute spécificité dirigé contre CDKN2A/p16INK4a, validé pour la confirmation par knockout (KO). Adapté pour WB, IF, IHC-P et ELISA sur échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin CDKN2A/p16INK4a [validé KO]
Remarques/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1029
GeneID	1029
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42771/Q8N726
Poids de la protéine	8-17 kDa
Expédition	Sac de glace