


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdkn2A/P19Arf Pour Wb, Elisa - Q64364

Numéro d'article: CM0007493



Introduction

CamelBio propose un anticorps monoclonal de lapin anti-souris CDKN2A/p19ARF validé pour WB et ELISA. Cible le suppresseur de tumeur ARF, adapté pour la recherche sur le cycle cellulaire, l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDKN2A/p19ARF Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
Espèce	Souris
GeneID (humain)	1029
GeneID	12578
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64364
Poids protéique	19KDa
Expédition	Sac de glace