

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdkn2A/P19Arf Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q64364-1

Numéro d'article: CM0006188

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la souris CDKN2A/p19ARF (p19ARF). Pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Immunogène : peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100. Réagit avec la souris. Poids moléculaire calculé : 19 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDKN2A/p19ARF Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	1029
Identifiant du gène	12578
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la p19ARF de souris (NP_034007.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64364-1
Poids protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace