

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdkn2B Pour Wb, Elisa - P42772

Numéro d'article: CM0026581

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDKN2B (P42772) validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et les supresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CDKN2B Lapin pAb
Remarques/Alias	P15; MTS2; TP15; CDK4I; INK4B; p15INK4b; CDKN2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1030
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-138 de la protéine CDKN2B humaine (NP_004927.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42772
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace