


Anticorps Polyclonal Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42773

Numéro d'article: CM0020641



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CDKN2C/p18-INK4C, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et les études sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDKN2C/p18-INK4C pAb de lapin
Remarques/alias	p18 ; INK4C ; p18-INK4C ; CDKN2C/p18-INK4C
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1031
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-168 de la CDKN2C/p18-INK4C humaine (NP_523240.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P42773
Poids moléculaire	18 kDa
Expédition	Sac de glace