


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Pour Wb - P42773

Numéro d'article: CM0011179



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CDKN2C/p18-INK4C, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît les cibles humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer. Immunogène recombinant, 18 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps monoclonal de lapin anti-CDKN2C/p18-INK4C
Remarques/Alias	p18 ; INK4C ; p18-INK4C ; 4C
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1031
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 du CDKN2C/p18-INK4C humain (P42773).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42773
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace