


Anticorps Polyclonal Anti-Cdkn2D Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55273

Numéro d'article: CM0028936



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine CDKN2D (p19-INK4d) pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la CDKN2D humaine et murine. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et les supresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDKN2D pAb de lapin
Remarques / Alias	p19; INK4D; p19-INK4D; CDKN2D
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1032
GeneID	1032
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 166 de la CDKN2D humaine (NP_001791.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P55273
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace