


Anticorps Polyclonal Anti-Cdkn3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16667

Numéro d'article: CM0019319



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la CDKN3 humaine, validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'Homme et la Souris. Idéal pour les études sur la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDKN3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KAP; CD11; CIP2; KAP1; CDKN3
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	1033
ID du gène	1033
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16667
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace