

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdsn Pour Wb, Elisa - Q15517

Numéro d'article: CM0015097

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDSN de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche sur la barrière épidermique et la peau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDSN Lapin pAb
Remarques/Alias	PSS; HTSS; PSS1; HTSS1; HYPT2; CDSN
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1041
GenelD	1041
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du CDSN humain (NP_001255.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15517
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace