

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cdx2 Pour Wb Et Elisa - Q99626

Numéro d'article: CM0003450



Introduction

Anticorps monoclonal lapin haute performance ciblant le CDX2 humain (Q99626). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec le CDX2 de souris. Idéal pour les études sur l'épithélium intestinal, la recherche sur le cancer colorectal et l'analyse de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] CDX2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1045
ID de gène	1045
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CDX2 humain (Q99626)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99626
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace