

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cdx2 Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99626

Numéro d'article: CM0002453



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CDX2 de haute qualité validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P et ELISA. Reconnaît le CDX2 hum humain, souris et rat, un facteur de transcription à homéoboîte clé dans le développement et la différenciation intestinale. Idéal pour les études de biologie intestinale et d'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KD Validated] CDX2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1045
ID de Gène	1045
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CDX2 humain (Q99626).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99626
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace