

Anticorps Polyclonal Anti-Cdx4 Pour Wb, Elisa - 014627

Numéro d'article: CM0026259

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine CDX4 humaine, validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la fonction des homéoprotéines dans la régulation transcriptionnelle développementale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDX4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDX4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	1046
Identifiant du gène	1046
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de la protéine CDX4 humaine (NP_005184.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O14627
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace