


Anticorps Polyclonal Anti-CDy1B Pour Wb, Elisa - Q9Y6F8

Numéro d'article: CM0016053



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CDY1B humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le modificateur de chromatine spécifique aux testicules avec une activité histone acétyltransférase ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la spermatogenèse et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDY1B Lapin pAb
Remarques/Alias	CDY; CDY1B
Espèce	Humain
GeneID	253175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-320 du CDY1B humain (NP_001003895.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Y6F8
Poids moléculaire	60kDa
Expédition	Sac de glace