

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdyl2 Pour Wb, Elisa - Q8N8U2

Numéro d'article: CM0031091



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique de la protéine de type chromodomaine Y 2 (CDYL2/PCCP1). Convient pour le Western blot et l'ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Soutient la recherche sur les protéines nucléaires et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | CDYL2 Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | PCCP1; CDYL2                                                                                                                |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)    | 124359                                                                                                                      |
| GeneID             | 124359                                                                                                                      |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-230 de CDYL2 humain (NP_689555.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS              | Q8N8U2                                                                                                                      |
| Poids moléculaire  | 57kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |