

Anticorps Monoclonal Anti-Ceacam5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06731

Numéro d'article: CM0002657



Introduction

Anticorps monoclonal murin anti-humain CEACAM5 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Immunogène recombinant (aa 35-685). Reconnaît CEA/CD66e. Convient pour la recherche sur le cancer, les études d'adhésion cellulaire et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEACAM5 Souris mAb
Remarques/Alias	CEA ; CD66e ; CEACAM5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1048
Identifiant du gène	1048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 35-685 du CEACAM5 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06731
Poids protéique	77kDa
Expédition	Sac de glace