

Anticorps Polyclonal Anti-Ceacam5 Pour Wb, Elisa - P06731

Numéro d'article: CM0017060



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CEACAM5 humain (CEA, CD66e). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la progression tumorale et de la recherche sur le carcinome colorectal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEACAM5 Lapin pAb
Remarques/Alias	CEA ; CD66e ; CEACAM5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-702 du CEACAM5 humain (P06731)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06731
Poids moléculaire de la protéine	77 kDa
Expédition	Glacière