

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ceacam5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06731

Numéro d'article: CM0005188



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CEACAM5 humain (CEA/CD66e), validé pour le Western blot, l'IHC sur paraffine et l'ELISA. Immunogène recombinant couvrant le domaine extracellulaire ; idéal pour étudier l'adhésion cellulaire, la progression tumorale et le carcinome colorectal. Réagit avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CEACAM5
Remarques/Alias	CEA ; CD66e ; CEACAM5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1048
GeneID	1048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-685 du CEACAM5 humain (NP_004354.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06731
Poids moléculaire protéique	77 kDa
Expédition	Sac de glace