

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ceacam5/Cd66E ( ) Pour Cytométrie En Flux - P06731

Numéro d'article: CM0012599



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CEACAM5/CD66e (CEA) conjugué à l' pour cytométrie en flux. Détecte une glycoprotéine de 76 kDa impliquée dans l'adhésion cellulaire et la progression tumorale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Rabbit anti-Human CEACAM5/CD66e mAb                                                                                                                             |
| Remarques / Alias    | CEACAM5 ; CD66e ; CEA ; molécule d'adhésion cellulaire apparentée à l'antigène carcinoembryonnaire 5                                                            |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                          |
| ID du gène (Humain)  | 1048                                                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-685 de la CEACAM5/CD66e humaine (NP_004354.3) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                           |
| Application          | FC (Cytométrie en flux)                                                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                                                          |
| SWISS                | P06731                                                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 76 kDa                                                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                                    |