


## Anticorps Monoclonal Anti-Ceacam6 Pour Wb, Elisa - P40199

Numéro d'article: CM0003990



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre CEACAM6 (CD66c) humain pour WB et ELISA.

L'immunogène recombinant (aa 35-320) cible cette protéine d'adhésion cellulaire de 37 kDa impliquée dans la progression tumorale et les interactions avec les neutrophiles. Swiss-Prot : P40199.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit       | CEACAM6 Rabbit mAb                                                                                 |
| Remarques / Alias    | NCA ; CEAL ; CD66c ; CEACAM6                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                             |
| ID du Gène           | 4680 (Humain)                                                                                      |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 35-320 de CEACAM6 humain (NP_002474.4) |
| Source               | Lapin                                                                                              |
| Catégorie            | Anticorps Monoclonaux                                                                              |
| Application          | WB, ELISA                                                                                          |
| Réactivité Croisée   | Humain                                                                                             |
| SWISS                | P40199                                                                                             |
| Poids de la Protéine | 37kDa                                                                                              |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                       |