

Anticorps Monoclonal Anti-Ceacam6 Pour Wb, If-P, Elisa - P40199

Numéro d'article: CM0011333



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CEACAM6 humain (CD66c), validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur l'adhésion cellulaire, la progression tumorale et les neutrophiles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CEACAM6 Lapin mAb
Remarques/Alias	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4680
GeneID	4680
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du CEACAM6 humain (P40199)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40199
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace