


Anticorps Polyclonal Anti-Ceacam6 Pour Wb, Elisa - P40199

Numéro d'article: CM0026644



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CEACAM6 humaine, validé pour WB et ELISA. Il reconnaît la CEACAM6 humaine et murine ; adapté aux études sur l'adhésion cellulaire et la progression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEACAM6 pAb de lapin
Remarques / Alias	NCA ; CEAL ; CD66c ; CEACAM6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4680
GeneID	4680
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-320 de la CEACAM6 humaine (NP_002474.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P40199
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace