

Anticorps Monoclonal Anti-Cebp Delta/Cebpd Pour Wb, Elisa - P49716

Numéro d'article: CM0002205

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CEBPD validé pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Adapté aux études de régulation des gènes immunitaires et inflammatoires. Poids moléculaire prédit : 28 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CEBP Delta/CEBPD
Remarques/Alias	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1052
ID de gène	1052
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49716
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace