

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cebp Delta/Cebpd Pour Wb, Elisa - P49716

Numéro d'article: CM0018571

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CEBP Delta/CEBPD (P49716) humain. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle dans les réponses immunitaires et inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEBP Delta/CEBPD Rabbit pAb
Remarques / Alias	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Espèce	Humain
GenID (humain)	1052
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de CEBP Delta/CEBPD humain (NP_005186.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P49716
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace